



Simulador Geriátrico

El **Simulador Geriátrico RealCare™** incluye un traje de sensibilidad y un currículo completo para ayudar a los participantes a comprender los efectos físicos comunes del envejecimiento.

El producto incluye:

- 1 Simulador Geriátrico
 - chaleco de peso ajustable
 - Cuello cervical
 - Muñequeras con peso (4)
 - Bandas para limitar codos (2)
 - Tobilleras con peso (2)
 - Banda para limitar rodillas (2)
 - Guantes (2)
- 1 Maleta de almacenamiento para el Simulador Geriátrico
- 1 Estuche que incluye un set con gafas de 6 impedimentos visuales
- 1 Caminadora
- Acceso en línea para el currículo
- Experiencia Geriátrica.**
- 1 año de garantía limitada



*Estuche con gafas de impedimentos visuales



INSTRUCCIONES DE USO

1. Compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que cada pieza enumerada está incluida.
2. Trabaje con un compañero para que le ponga el Simulador Geriátrico RealCare.



Tobilleras con peso

3. Poner tobilleras con peso en cada tobillo. Ajuste bien alrededor de cada tobillo.



Chaleco de peso ajustable

4. Con la ayuda de un compañero, póngase el chaleco de peso ajustable. Ajustar las correas de velcro hasta un ajuste seguro.



Banda para limitar rodillas

5. Ponga una banda en cada rodilla. Tire firmemente para un ajuste perfecto.



Banda para limitar codos

6. Ponga una banda en cada codo. Tire firmemente para un ajuste perfecto.



Cuello cervical

7. Coloque el cuello cervical alrededor de su cuello. Cerrar herméticamente de forma segura sin cortar la circulación o flujo de aire.



Muñequeras con peso

8. Poner una muñequera con peso en cada muñeca. Algunos usuarios pueden añadir una muñequera adicional para un mayor efecto de simulación. Tire firmemente para un ajuste perfecto.



Guantes

9. Poner los guantes herméticamente en cada mano.



Gafas de impedimentos visuales

10. Elija y póngase la gafa de impedimento visual que desee.

A side-view photograph of a person wearing a RealCare Geriatric Simulator. The person is wearing a light-colored long-sleeved shirt, a black high-collared vest with shoulder straps, black elbow pads, black knee pads, black wrist guards, and black ankle weights. They are also wearing sunglasses and light-colored sneakers. The person is leaning forward and holding the top bar of a silver metal walker with two large black wheels. The walker is positioned in front of them, and they appear to be in the process of adjusting its height.

Simulador Geriátrico RealCare
Vista lateral del traje de
sensibilidad .

Caminadora
11. Desplegar la caminadora y ajustar
a la altura adecuada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El simulador geriátrico está destinado únicamente para uso educativo. Cualquier uso indebido de este producto puede causar lesiones graves.

Se recomienda el uso del Simulador Geriátrico durante al menos 20 minutos para sentir los efectos.

Mientras usa el Simulador Geriátrico:

- No camine sobre pendientes empinadas o en superficies resbaladizas.
- No llevar zapatos de tacón alto o suelas resbaladizas.
- No gire de un lado a otro mientras tiene que agacharse.
- No hacer ningún movimiento brusco.
- No saltar o correr.
- No realizar actividades extenuantes (especialmente en tiempo caluroso) para evitar el riesgo de golpe de calor.
- Inmediatamente deje de usar este producto si sientes algún dolor agudo, mareo u hormigueo en los dedos.
- Utilice técnicas apropiadas de levantamiento mientras esta usando el Simulador Geriátrico, en cuclillas hacia abajo para levantarse con las piernas, no con la espalda.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Elementos de tela del Simulador Geriátrico:

Este producto debe **SER LAVADO A MANO Y SECADO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE.**

No lave ninguna parte del simulador geriátrico con una máquina.

Mientras limpia las gafas de deficiencias visuales del Simulador Geriátrico:

1. Solamente, utilice un paño de limpieza de microfibra seco en los lentes.
2. Limpie las lentes ligeramente hasta que estén limpias. No frote demasiado.

Advertencia: No utilice disolventes, otros agentes de limpieza o paño para limpiar las lentes.

BPB Internacional

Para mayor información favor contactar

info@bpbinternacional.com

(506) 2283-0909

ViD^octica
Educación para la Vida